





Mode d'emploi | Sonde de Chromopuncture


Sonde de Chromopuncture



- !** 220V-230V, 50 HZ, Max 60 Watt, E27
- !** Ne jamais utiliser d'eau sur la sonde en fonctionnement
- !** Ne jamais orienter la source lumineuse en direction des yeux
- !** Toujours débrancher la sonde pour manipuler l'ampoule
- !** Débrancher la sonde après utilisation
- !** Sécher la sonde avec un chiffon sec avant utilisation
- !** Ne jamais brancher la sonde sans ampoule

Quelques protocoles : Temps (min) & Couleur PUIS Temps (min) & Couleur

AMPOULE	3	Vert	1.30	Rouge
APHTE	3	Vert	0.30	Rouge
ARTHROSE	3	Vert	0.30	Rouge
CICATRISATION	3	Rouge	0.30	Vert
BRÛLURE	5	Orange	0.30	Bleu
CELLULITE	3	Vert	2.30	Orange
CICATRICE	3	Orange	1.30	Cyan
CONJONCTIVITE	3	Orange	0.30	Violet
COUP DE SOLEIL	5	Bleu	3	Cyan
ET. ALLERGIQUE	3	Jaune	0.30	Bleu
HÉMATOME	5	Rouge	0.30	Vert
MAUX DE GORGE	3	Orange	1.30	Magenta
NEZ QUI COULE	3	Rouge	0.30	Vert
PELLICULES	3	Bleu	3	Cyan
RIDES	5	Violet	1	Jaune
PIQÛRE INSECTE	3	Vert	2.30	Rouge
TENDINITE	3	Orange	0.30	Bleu



Les techniques présentées sur ce document ne doivent en aucun cas se substituer à un traitement médical. Elles peuvent seulement l'accompagner pour en optimiser les bienfaits et en atténuer les éventuels effets secondaires. Elles ne sauraient évidemment remplacer une consultation médicale indispensable. L'auteur décline par avance toute responsabilité quant aux conséquences d'une non-observation de ce principe ainsi que d'une interprétation ou d'une application abusive des informations fournies sur ce document. En cas d'urgence médicale, composez le 15. Ne jamais orienter les sources lumineuses en direction des yeux.

